

Moving forward together with advances in medicine

医療機器届出番号 : 13B1X10014000017

Electrode for Electrocochleogram

# 銀ボール電極 MK

蝸電図電極

## DS-100-250AO

### 特徴 Features

- **Made in Japan**  
日本国内で組み立てを行う、ハイクオリティな製品
- **Smooth Insertion**  
直径1.5mmの銀ボールにPVCコードで挿入が容易
- **Stable Measurement**  
軽くて扱い易く、ボール形状を採用した事で  
当たりがソフトになり安定した計測が可能



蝸牛誘発電位測定


神経活動モニタリング

本品によるモニタリングの際は誘発反応測定装置や筋電計等に接続して使用して下さい。




UNIQUE MEDICAL

## 電極外觀図



## ご使用方法



- 本品は1セット10本入りです。(青5本、紫5本)
- 本品は単独でのご使用はできません。
- 必ず別売の専用接続ケーブルに接続してご使用下さい。



## 別売品 ビットケーブル



- 医療機器届出番号：13B1X10014000019
- 型式： JW-101-1000AD  
JW-101-2000AD  
JW-101-3000AD
- リード長：1000mm / 2000mm / 3000mm
- 機器接続コネクタ：DINプラグ
- 4本/set (赤、黄、白、緑)

ご用命は



株式会社 ユニークメディカル

- **東京営業所** 〒201-0003 東京都狛江市和泉本町2-7-9  
Tel(03)3480-7235 Fax(03)3480-6147  
E-mail tokyo@unique-medical.jp
- **大阪営業所** 〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路1-3-26  
弥生新大阪第1ビル5F  
Tel(06)6323-3706 Fax(06)6325-9126  
E-mail osaka@unique-medical.jp
- **九州営業所** 〒814-0164 福岡市早良区賀茂3-17-24  
夢ビル2F  
Tel(092)864-3390 Fax(092)284-8724  
E-mail kyusyu@unique-medical.jp